# Irondelle

# Utilisation

### Etape 1 (à faire uniquement à la première utilisation) :

Appairer le téléphone et la télécommande

Paramètre -> Bluetooth -> Activer le Bluetooth -> se connecter à la télécommande avec le code 1234 (possibilité de changer le nom et le code pin)

## Etape 2:

Configurer dans l'application le numéro de téléphone à contacter



# Etape 3:


Connexion à la télécommande avec le bouton mis sur l'application (il faut que la télécommande soit allumée)

Un message disant connecté sera présent pour dire que les deux appareils sont connectés entres eux.

### Etape 4

Si le GPS n'est pas activé, l'activer.

Activer la 3G/4G pour avoir l'adresse, sinon l'application enverra uniquement la latitude et la longitude



# Etape 5

Quand la personne a un problème il suffit qu'elle appuie sur le bouton, une led s'éclairera pour dire que la télécommande est en train de communiquer avec le téléphone.